

Diabetes

- 쉽고 빠른 사용 방법 (Ready to use : 액상)
- 높은 안정성 : 1년 2회 AMR 검증 보장
- 환자 샘플과 동일한 Matrix로 정확한 평가 제공
- 정확한 판정 기준 제시 - Total Allowable Error
- 다양한 장비에서 사용 가능 (Multi Method)

New
204ro



VALIDATE® DIABETES

Order No. 204ro

Analytes : Beta-hydroxybutyrate,
C-Peptide,
Fructosamine, Insulin

Matrix : Human Serum

Form : 3mL, 냉동

Storage : -10° to -25°C

Analyte	Typical Recovered Values	Units	Range Coverage
Beta-hydroxybutyrate	0.1 - 4.3	mmol/L	2.2% - 95.6%
C-Peptide	0.08 - 33.00	ng/mL	0.2% - 82.5%
Fructosamine	26 - 919	umol/L	1.2% - 91.8%
Insulin	7.01 - 6006.00	pmol/L	0.1% - 86.5%

EASY • FAST • EFFICIENT

명성메디랩

TEL . 070-7524-9623
FAX . 031-568-9623

www.msmdl.com
contact@msmdl.com