

FERT 3

- 쉽고 빠른 사용 방법 (Ready to use : 액상)
- 높은 안정성 : 1년 2회 AMR 검증 보장
- 환자 샘플과 동일한 Matrix로 정확한 평가 제공
- 정확한 판정 기준 제시 - Total Allowable Error
- 다양한 장비에서 사용 가능 (Multi Method)



VALIDATE® FERT 3

Order No. 505ro

Analytes :

- ▶ Anti-Müllerian Hormone (AMH)
- ▶ Sex Hormone-binding Globulin (SHBG)

Matrix : Human Serum

Form : 3mL, 냉동

Storage : -10° to -25°C



Analyte	Typical Recovered Values	Units	Range Coverage
Anti-Müllerian Hormone (AMH)	0.1 - 21	ng/mL	0.3% - 91.3%
Sex Hormone-binding Globulin (SHBG)	5 - 178	nmol/L	1.5% - 88.9%

EASY • FAST • EFFICIENT