

## BF 3 (Body Fluids)

- 쉽고 빠른 사용 방법 (Ready to use : 액상)
- 높은 안정성 : 1년 2회 AMR 검증 보장
- 환자 샘플과 동일한 Matrix로 정확한 평가 제공
- 정확한 판정 기준 제시 - Total Allowable Error
- 다양한 장비에서 사용 가능 (Multi Method)



### VALIDATE® BF3

Order No. 207ro

#### Analytes :

- ▶ Cancer Antigen 19-9 (CA 19-9)
- ▶ Carcinoembryonic Antigen (CEA)

Matrix : Human Ascites Fluid

Form : 3mL, 냉동

Storage : -10° to -25°C



| Analyte | Units | Typical Recovered Values |
|---------|-------|--------------------------|
| CA19-9  | U/mL  | 3-900                    |
| CEA     | ng/mL | 3-900                    |

EASY • FAST • EFFICIENT