

ISx (Immunosuppressants portfolio)

- 쉽고 빠른 사용 방법 (Ready to use : 액상)
- 높은 안정성 : 1년 2회 AMR 검증 보장
- 환자 샘플과 동일한 Matrix로 정확한 평가 제공
- 정확한 판정 기준 제시 - Total Allowable Error
- Abbott, Siemens 에서 사용 가능



VALIDATE® ISx

Order No. 608mm

Analytes :

- ▶ Cyclosporine (CSA)
- ▶ Tacrolimus (TAC)
- ▶ Sirolimus (SIRO)

Set 2 :

- ▶ Cyclosporine-Extended Range (CSA-ER)

Matrix : Human Whole Blood

Form : 3mL, 냉동

Storage : -10° to -25°C



Analyte	Units	Typical Recovered Values
CSA	ng/mL	33-485
SIRO	ng/mL	4-24
TAC	ng/mL	3-25
CSA-ER	ng/mL	47-1332

EASY • FAST • EFFICIENT