

THY 2

- 쉽고 빠른 사용 방법 (Ready to use : 액상)
- 높은 안정성 : 1년 2회 AMR 검증 보장
- 환자 샘플과 동일한 Matrix로 정확한 평가 제공
- 정확한 판정 기준 제시 - Total Allowable Error
- 다양한 장비에서 사용 가능 (Multi Method)



VALIDATE® THY 2

Order No. 908bc

Analytes :

- ▶ SET1: Thyroglobulin (Tg)
- ▶ SET2: T-Uptake (TU)

Matrix : Human serum

Form : 3mL, 냉동

Storage : -10° to -25°C



Analyte	Units	Typical Recovered Values
Tg	ng/mL	0.5-410
TU	% Uptake	15.2-39

EASY • FAST • EFFICIENT