

SARS-CoV-2 IgG

- 쉽고 빠른 사용 방법 (Ready to use : 액상)
- 높은 안정성 : 1년 2회 AMR 검증 보장
- 환자 샘플과 동일한 Matrix로 정확한 평가 제공
- 정확한 판정 기준 제시 - Total Allowable Error
- 다양한 장비에서 사용 가능 (Multi Method)



VALIDATE® SARS-CoV-2 IgG

Order No. 510mm

Analytes :

- ▶ CoV-2 IgG II

Matrix : Human Plasma

Form : 3mL, 냉동

Storage : -10° to -25°C



Instrument	Analyte	Typical Recovered Values
Abbott ARCHITECT/ALINITY	CoV-2 IgG II	0-13276 AU/mL
Beckman Dxl/Access	SARS-CoV-2 IgG	0-395 AU/mL
Siemens ADVIA Centaur®	sCOVG	0-100+ Index
Ortho VITROS®	CVGQN	0-93 BAU/mL

EASY • FAST • EFFICIENT