

aHBs

- 쉽고 빠른 사용 방법 (Ready to use : 액상)
- 높은 안정성 : 1년 2회 AMR 검증 보장
- 환자 샘플과 동일한 Matrix로 정확한 평가 제공
- 정확한 판정 기준 제시 - Total Allowable Error
- 다양한 장비에서 사용 가능 (Multi Method)



VALIDATE® aHBs

Order No. 801mm

Analytes :

▶ anti-HBs

Matrix : Human Plasma

Form : 4mL, 냉동

Storage : -10° to -25°C



Instrument	Analyte	Typical Recovered Values
Roche cobas	anti-HBs	3.5-1000 mIU/mL
Abbott ALINITY	anti-HBs	3.31-1000 mIU/mL
Siemens ADVIA Centaur	anti-HBs	2.8-1000 mIU/mL

EASY • FAST • EFFICIENT