

THY (Thyroid)

- 쉽고 빠른 사용 방법 (Ready to use : 액상)
- 높은 안정성 : 1년 2회 AMR 검증 보장
- 환자 샘플과 동일한 Matrix로 정확한 평가 제공
- 정확한 판정 기준 제시 - Total Allowable Error
- 다양한 장비에서 사용 가능 (Multi Method)

New
901re

VALIDATE® THY

Order No. 901re

Analytes

▶ THY SET

Cortisol (CORT)

Triiodothyronine (T3)

Thyroxine (T4)

Thyroid stimulating hormone (TSH)

▶ FT4 SET

Free thyroxine (FT4)

▶ FT3 SET

Free triiodothyronine (FT3)

Matrix : Human serum

Form : 3mL, 냉동

Storage : -10° to -25°C



Analyte	Units	Typical Recovered Values
Cortisol (CORT)	µg/dL	0.2-60.1
Triiodothyronine (T3)	ng/mL	0.45-6.36
Thyroxine (T4)	µg/dL	1.26-24.7
Thyroid stimulating hormone (TSH)	µIU/mL	0.1-116
Free thyroxine (FT4)	ng/dL	0.25-6.41
Free triiodothyronine (FT3)	pg/mL	0.86-33.09

EASY • FAST • EFFICIENT