

CM2 (Cardiac Marker 2)

- 쉽고 빠른 사용 방법 (Ready to use : 액상)
- 높은 안정성 : 1년 2회 AMR 검증 보장
- 환자 샘플과 동일한 Matrix로 정확한 평가 제공
- 정확한 판정 기준 제시 - Total Allowable Error
- 다양한 장비에서 사용 가능 (Multi Method)

New
402re



VALIDATE® CM2

Order No. 402re

Analytes

▶ CM2 SET

High Sensitivity C-Reactive Protein (hs-CRP)

N-Terminal Pro hormone Brain Natriuretic Peptide (NT-proBNP)

Troponin T (TnT)

▶ TNI SET

Troponin I (TnI)

Matrix :

CM2 SET - Human serum

TNI SET - Human Plasma

Form : 3mL, 냉동

Storage : -10° to -25°C

Analyte	Units	Typical Recovered Values
High Sensitivity C-Reactive Protein (hs-CRP)	mg/L	0.4-20.9
N-Terminal Pro hormone Brain Natriuretic Peptide (NT-proBNP)	pg/mL	45.6-31700.0
Troponin T (TnT)	ng/mL	0.06-25.40
Troponin I (TnI)	ng/mL	0.6-24.5

EASY • FAST • EFFICIENT