



LINEARITY AND CALIBRATION VERIFICATION

PRODUCT AVAILABLE FOR Multi Method

## GH2 (Growth Hormone2)

- 쉽고 빠른 사용 방법 (Ready to use : 액상)
- 높은 안정성 : 1년 2회 AMR 검증 보장
- 환자 샘플과 동일한 Matrix로 정확한 평가 제공
- 정확한 판정 기준 제시 - Total Allowable Error



### VALIDATE® GH2

Order No. 907re

Analytes :

- ▶ Insulin-Like Growth Factor Binding (IGFBP-3)

Matrix : Human serum

Form : 5 x 3mL, 냉동

Storage : -10° to -25°C



| Analyte | Units | Typical Recovered Values |
|---------|-------|--------------------------|
| IGFBP-3 | ng/mL | 70 - 19347               |

EASY • FAST • EFFICIENT

명성메디랩

TEL. 070-7524-9623  
FAX. 031-568-9623

Homepage. [www.msmdl.com](http://www.msmdl.com)  
E-mail. [contact@msmdl.com](mailto:contact@msmdl.com)