



LINEARITY AND CALIBRATION VERIFICATION

PRODUCT AVAILABLE FOR Multi Method

LCMS VIT D

- 쉽고 빠른 사용 방법 (Ready to use : 액상)
- 높은 안정성 : 1년 2회 AMR 검증 보장
- 환자 샘플과 동일한 Matrix로 정확한 평가 제공
- 정확한 판정 기준 제시 - Total Allowable Error



VALIDATE ® LCMS VIT D

Order No. 1001ro

Analytes :

▶ Liquid Chromatography-Mass
Spectrometry VIT D

Matrix : Human serum

Form : 5 x 6mL, 냉동

Storage : -10° to -25°C

Analyte	Units	Typical Recovered Values
25(OH) D	ng/mL	2.9 - 168
24,25(OH)2 D	ng/mL	0.29 - 17.1

EASY • FAST • EFFICIENT

명성메디랩

TEL. 070-7524-9623
FAX. 031-568-9623

Homepage. www.msmdl.com
E-mail. contact@msmdl.com