

FERTILITY II

- 쉽고 빠른 사용 방법 (Ready to use : 액상)
- 높은 안정성 : 1년 2회 AMR 검증 보장
- 환자 샘플과 동일한 Matrix로 정확한 평가 제공
- Calibration verification과 Reportable range/AMR 검정
- MSDRx Infinity를 통한 데이터 분석 및 Peer group 분석 서비스 지원



AccuTrakTM FERT II

Order No. 2400-0257

Analytes : ► Soluble fms-like Tyrosine Kinase-1 (sFlt-1)

Matrix : Human serum

Form : 5 x 4mL, 냉동

Storage : -10° to -25°C

Approximate values :

Level	Range	Units
1	85 - 111	pg/mL
2	17,828 - 20,509	pg/mL
3	35,441 - 41,185	pg/mL
4	49,810 - 65,469	pg/mL
5	67,985 - 84,864	pg/mL

위의 값은 참고용 값이며, 로트 번호, 온도, 시약, Calibrator 등에 따라 실제 값은 달라질 수 있습니다.

EASY • FAST • EFFICIENT