

THYROID II

- 쉽고 빠른 사용 방법 (Ready to use : 액상)
- 높은 안정성 : 1년 2회 AMR 검증 보장
- 환자 샘플과 동일한 Matrix로 정확한 평가 제공
- Calibration verification과 Reportable range/AMR 검정
- MSDRx Infinity를 통한 데이터 분석 및 Peer group 분석 서비스 지원



AccuTrakTM Thyroid II

Order No. 2400-0255

Analytes : ▶ Anti-Thyroid Stimulating Hormone Receptor (aTSHR)

Matrix : Human serum

Form : 5 x 3mL, 냉동

Storage : -10° to -25°C

Approximate values :

Level	Range	Units
1	0.8 - 3.4	IU/mL
2	7 - 14	IU/mL
3	16 - 23	IU/mL
4	25 - 31	IU/mL
5	33 - 40	IU/mL

위의 값은 참고용 값이며, 로트 번호, 온도, 시약, Calibrator 등에 따라 실제 값은 달라질 수 있습니다.

EASY • FAST • EFFICIENT