



LINEARITY AND CALIBRATION VERIFICATION

PRODUCT AVAILABLE FOR Multi Method

tTau CSF (Total-Tau CSF)

- 쉽고 빠른 사용 방법 (Ready to use : 액상)
- 높은 안정성 : 1년 2회 AMR 검증 보장
- 환자 샘플과 동일한 Matrix로 정확한 평가 제공
- 정확한 판정 기준 제시 - Total Allowable Error



VALIDATE ® tTau CSF

Order No. 805re

Analytes :

▶ Total-Tau CSF (tTau CSF)

Matrix : Human Cerebrospinal Fluid

Form : 5 x 3mL, 냉동

Storage : -10° to -25°C



Analyte	Units	Typical Recovered Values
tTau	pg/mL	110 - 1310

EASY • FAST • EFFICIENT

명성메디랩

TEL. 070-7524-9623
FAX. 031-568-9623

Homepage. www.msmdl.com
E-mail. contact@msmdl.com