



LINEARITY AND CALIBRATION VERIFICATION

PRODUCT AVAILABLE FOR Multi Method

## LCMS Steroid

- 쉽고 빠른 사용 방법 (Ready to use : 액상)
- 높은 안정성 : 1년 2회 AMR 검증 보장
- 환자 샘플과 동일한 Matrix로 정확한 평가 제공
- 정확한 판정 기준 제시 - Total Allowable Error



### VALIDATE ® LCMS Steroid

Order No. 1003ro

Analytes :

▶ LCMS Steroid

Matrix : Human serum

Form : 5 x 5mL, 냉동

Storage : -10° to -25°C

| Analyte | Units | Typical Recovered Values |
|---------|-------|--------------------------|
| ALDO    | pg/mL | 29.0 – 1008              |
| ASD     | ng/mL | 0.036 – 11.23            |
| E2      | pg/mL | 4.2 - 4208               |
| TSTO    | ng/mL | 0.02 – 15.51             |
| 17-OHP  | ng/mL | 0.03 – 53.5              |
| CORT    | ng/mL | 1.4 – 604                |
| CN      | ng/mL | 0.13 – 103.9             |
| DHEA    | ng/mL | 0.11 – 28.6              |
| DHEAS   | ng/mL | 37.7 – 6717              |
| DHT     | ng/mL | 0.029 – 2.74             |
| PRGE    | ng/mL | 0.06 – 63.2              |

EASY • FAST • EFFICIENT

명성메디랩

TEL. 070-7524-9623  
FAX. 031-568-9623

Homepage. [www.msmdl.com](http://www.msmdl.com)  
E-mail. [contact@msmdl.com](mailto:contact@msmdl.com)