

THYROID II

- 쉽고 빠른 사용 방법 (Ready to use : 액상)
- 높은 안정성 : 1년 2회 AMR 검증 보장
- 환자 샘플과 동일한 Matrix로 정확한 평가 제공
- Calibration verification과 Reportable range/AMR 검정
- MSDRx Infinity를 통한 데이터 분석 및 Peer group 분석 서비스 지원



AccuTrakTM Thyroid II

Order No. 2400-0259

Analytes : ▶ T-Uptake (T-UP u).

Matrix : Human serum

Form : 5 x 3mL, 냉동

Storage : -10° to -25°C

Approximate values :

Level	Range	Units
1	0.20 - 0.44	TBI
2	0.55 - 0.78	TBI
3	0.97 - 1.13	TBI
4	1.35 - 1.51	TBI
5	1.67 - 1.83	TBI

위의 값은 참고용 값이며, 로트 번호, 온도, 시약, Calibrator 등에 따라 실제 값은 달라질 수 있습니다.

EASY • FAST • EFFICIENT